



BRUKER MANUAL

IONTO-UNIVERSAL CLS
BEHANDLING BENK

Art. No. 8190



INNHold

Innhold-----	3
Sikkerhetsinformasjon -----	4
Informasjon-----	4
Bruksområde-----	5
Funksjoner og tilkoblinger-----	6
Behandling benk-----	6
Fjern kontroll-----	6
Installasjon-----	7
Operasjon-----	7
Manual controls-----	7
Liggende stillinger-----	8
Minnefunksjon-----	10
Varmefunksjon(Ekstra)-----	11
Rengjøring og pleie-----	12
Reparasjoner og vedlikehold-----	12
Feilsøking og løsninger-----	13
Tekniske data-----	13
Transport/lagring/driftsforhold-----	13
Deponering-----	14
Leveringsomfang-----	14
Tilbehør-----	14

Bruksanvisningen er utformet for å sikre trygg bruk av behandlingen sengen. Vennligst hold alltid bruksanvisningen i nærheten behandling seng og tilgjengelig for alle brukere.

Bruksområde

IONTO-UNIVERSAL CLS behandling benk er en helautomatisk behandling benk med fremragende drift og sittekomfort .

Benken er konfigurert ved hjelp av en programmerbar fjernkontroll. Tre minneplasser er tilgjengelig som et alternativ til å lagre individuelle behandlingsposisjoner. Hodet og fot delen av sengen er forlengbar. Jo lavere sete tilgang og hengslet armlener gjør det også lett å klatre på og av behandling seng.

IONTO- UNIVERSAL CLS behandling seng kan benyttes for alle kosmetiske ansikts- og kroppsbehandlinger , pedikyr behandlinger og massasjer .

Installasjon

Oppsett av behandlingen benk

1. Sett behandling benk opp på et plant, stabilt underlag . Sengen kan flyttes ved hjelp av hjul (tilleggsutstyr).
2. Sett hodedelen inn i spor på ryggstøtten .
3. Når den er satt opp, kan du fjerne transportbeskyttelse.

Koble behandling benken til strømnettet

1. Sjekk spenningen (V) som er angitt på typeskiltet .
2. Sett støpselet i stikkontakten.

Behandlings benken er nå klar til bruk.

Operasjon

CAUTION

Klemfare: Armene kan klemmes.

- *Når du endrer posisjon på benken, må personen på benk holde armene på benken;*

CAUTION

Fare for personskader ! Sengen kan tippe forover hvis lasten er ubalansert.

- *I høyeste massasje posisjon, sikre at vekten er jevnt fordelt over hele ligge flaten.*

NOTE

Oljer og pleieprodukter kan skade møbeltrekk .

- *Unngå direkte kontakt mellom olje og andre pleieprodukter på benkens møbeltrekk . Dersom oljedråper kommer på møbeltrekk , fjerne det umiddelbart.*

INFO

Vi anbefaler at du beskytter møbeltrekk , f.eks ved hjelp av frottéstoff underlag.

Fjern kontroll

Fjern kontroll har en integrert låsefunksjon for å forhindre utilsiktet bruk. For å låse og låse opp kontrollene, må en dreiebryter på baksiden av fjern kontrollen dreies 90 ° ved hjelp av den blå låsenøkkelen.

Når benk leveres, er ikke fjern kontroll låst.

Justering av setehøyde

Hele behandlings benken justeres til ønsket høyde.

NOTE

Fot hviler kan sette seg fast. Dette kan resulterer i skader på benkens fot hviler.

- *Alltid trekke fot hviler fullstendig tilbake når du setter benken i laveste posisjon.*

- For å heve behandling benken, trykk på venstre knapp på fjerde rad (16) på fjern kontroll.
- For å senke behandling benken, trykker du på høyre knapp på fjerde rad (17) på fjern kontroll.

Justering av seteseksjonen

Helningen av setedelen (4) kan justeres.

- For å heve sete delen oppover, trykk på venstre knapp på andre rad (12) på fjern kontroll.
- For å senke sete delen nedover, trykker du på høyre knapp på andre rad (13) på fjern kontroll.

Justering av fot hviler

Fot hviler (5) kan justeres uavhengig av setedelen og ryggstøtten .

- For å heve fot hviler, trykk på venstre knapp i tredje rad (14) på fjern kontroll.
- For å senke fot hviler, trykk på høyre-knappen i tredje rad (15) på fjern kontroll.

Justering fotdelen

Fotdelen (6) kan trekkes ut.

- Trekk fotdelen ut til ønsket posisjon.
- For å gå tilbake til utgangsposisjon , presse fotdelen tilbake igjen.

Varme funksjon (Ekstra)



CAUTION

Fare for brann! Polstringen kan får svimerker.

•*Bruk kun varmefunksjon under overvåking.*

Varmefunksjonen har 3 varmenivåer som kan kontrolleres ved bruk av fjernkontrollen. Disse er: lav, middels og høy. Nivåene kan leses på fjern kontrollen. Varmefunksjonen slås automatisk av etter 90 minutters drift.

Slå varmefunksjon om bruk av fjern kontrollen

Dette er hvordan du kan slå varmefunksjon:

- Trykk på knappen (22) på fjern kontrollen til en av de 3 signal lamper lyser opp i den øvre delen på fjern kontrollen (7).

Varmefunksjonen er nå aktiv.

Regulering av varmenivå ved bruk av fjern kontrollen

Dette er hvordan å endre den aktive varme ved bruk av fjern kontroll.

- Trykk på knappen (22) på fjern kontrollene.

1 signal tone = level 1

- Varme nivået endres hver gang knappen trykkes på. Oppvarmings nivå er indikert av et visst antall signaltoner.

2 signal tones = level 2

3 signal tones = level 3

Ønsket temperatur er nå satt og enheten regulerer varmen til ønsket nivå.

Slå varmefunksjon fved bruk av fjern kontroll.

Dette er hvordan du kan slå varmefunksjon:

- Trykk på knappen (22) på fjern kontrollen inntil ingen av de 3 signal lamper lyser opp i den øvre delen av fjern kontrollen (7).

Varmefunksjonen er nå slått av.

Slå av benken

- Trekk ut støpselet fra stikkontakten.

Feilsøking og løsninger

Feil	Årsak	Løsning
Den elektriske regulering av benken ikke virker.	Strømkabel ikke riktig tilkoblet.	Kontroller tilkoblingen av strømkabelen. I støpset må være helt i stikk kontakt.
	Stikkkontakten er defekt.	Sjekk stikk kontakt med en lampe eller lignende
Varmefunksjonen virker ikke.	Du har ikke aktivert varmfunksjon .	Trykk på varmfunksjons knappen (22).

Hvis problemet vises, kan du kontakte vår kundeservice-avdeling, tlf .: 908 52 696.

Tekniske data

Artikkel nummer:	8190
Spenning:	100-240 VAC / 57-63 Hz
Strømforbruk:	180 W
Varme:	80 W
Beskyttelses klasse:	II
Maksimal belastning på seteområdet :	170 kg
Sete høyde:	560 - 830 mm (uten hjul) 590 - 865 mm (med hjul)
Bredde med armlener:	840 mm
Lengde:	1,800 - 2,100 mm
Vekt:	approx. 85 kg

Transport / lagring / driftsbetingelser

Bare transporteres i produsentens originalemballasjen .

Transport og lagringstemperatur : -20°C to +50°C

Driftstemperatur: +10°C to +40°C

Relativ luftfuktighet: max. 90 %, ikke-kondenserende

Unngå plutselige temperaturendringer som følge av mulig kondens på behandling benken.

Vent til behandling sengen har akklimatisert til omgivelsestemperaturen før du bruker den.



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY

gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinie über /
in accordance with the EU-Directives for

Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU /
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
2014/35/EU / Low Voltage Directive 2014/35/EU

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeräten 2011/65/EU /
Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU

Hersteller / Manufacturer: **IONTO Health & Beauty GmbH**
Adresse / Address: **Greschbachstraße 3**
D-76229 Karlsruhe

Hiermit bestätigen wir, dass das Produkt /
We hereby certify that the product

Geräteart / Universalbehandlungsliege /
Purpose of equipment: Universal Treatment Bed

Gerätetyp / Type of equipment: **IONTO-UNIVERSAL CLS**
Artikelnr. / Article no: **8190**

mit obengenannten EG-Richtlinien übereinstimmt /
is in accordance with the said EU-Directives.

Karlsruhe, 2016-07-01

IONTO Health & Beauty GmbH
Manager

Martin La Fontaine

IONTO Health & Beauty GmbH
Greschbachstraße 3 • D-76229 Karlsruhe
Tel.: +49 721 9770-0 • Fax: +49 721 9770-290
<http://www.ionto.de> • E-mail: info@ionto.de

